



## CAMILLA GINECOLÓGICA AMERICANA CONFORT

CM 153



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.

5 cajones, dos frontales y 3 laterales para almacenamiento.

Cajón escalerilla en la parte inferior frontal, con paso en alfajor antideslizante de aluminio.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304, perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada y perilla para asegurar la posición, taconeras auxiliares de accionamiento retráctil y muñequeras curvas incorporadas en la estructura.

Porta rollo en la parte superior.

6 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.30 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.