



## CAMILLA PARA BAÑO DE PACIENTE

CM 077



### ¿ Con qué viene ?

- Colchoneta en espuma rosada de 5 cm de alta densidad, protegida con forro plástico impermeable, con tres correas ajustables y perforación para el desagüe.

### Características

-Tendido fabricado en acero inoxidable ref. 304  
-Posiciones: Horizontal, cambio de altura, trendelemburg, trendelemburg inverso. Los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

### Especificaciones técnicas

- Fabricada en acero inoxidable ref. 304  
- Sistema eléctrico de 2 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.  
-2 barandas abatibles en acero inoxidable

ref. 304.

-Dimensiones: Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.65 m - máx. 0.85 m. TRL: 12°.

-4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

-Capacidad de carga: 180kg - 220kg. Terminado en acero inoxidable ref. 304.

-MARCA: MAFET®

### Usos

- Baño de paciente en zonas difíciles de alcanzar, facilitando la higiene