

CONCENTRADOR DE OXÍGENO Lognfian JAY-5AW



Ficha Técnica

Registro INVIMA: 2016DM0014698

Dispositivo medico: no invasivo

Garantía: 18 meses por defecto de fabricación

Características: equipo de oxígeno para uso en casa, para uso adulto y pediátrico.

Recomendaciones: se recomienda realizar el mantenimiento preventivo después de tener un año de uso.

Modelo	JAY-5AW
Energía nominal (VA)	300
Voltaje de operación	AC110/50
Flujo de oxígeno (L/min)	0.5-5
Concentración de oxígeno	93%±3%
Presión de salida (Mpa)	0.04—0.07
Alarma	Falla de energía Baja y alta presión
Ruido (dB(A))	≤43
Pantalla LCD larga	Tiempo acumulado, tiempo presente, botones de tiempo, Presión digital (exactitud:0.001MPa); Tiempo de acumulación (rango 0-10000 horas; Tiempo presente (exactitud: 1 minuto); Tiempo preajustado (exactitud: 1 minuto);
Categoría eléctrica	Clase II, tipo A
Dimensiones (cm)	50 x 28 x 34
Peso neto (Kg)	16
Fusible de alimentación	T5AL/110V