

CAMA CUNA DE LEVANTE ELÉCTRICA, C Y P EN MELAMÍNICO

CÓDIGO. M-037



- Tendido en lámina cold rolled C.22.
- Dividido en cuatro secciones una fija y tres movibles, accionados por control de mando eléctrico.
- Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- Cabecero y piecero en melamínico de 15mm.
- Barandas laterales telescópicas en tubo cuadrado 3/4" C.18 y varilla redonda de 1/4.
- Atril porta suero cromado.
- Dos motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento.
- Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas.
- Dimensiones aprox: 1.50 m largo, 0.70 m ancho, 0.55 m altura del tendido.
- Con cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

COIMPORMÉDICA