

CARRO DE PARO EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-087

MAFET®

línea ACERO
INOXIDABLE



- Estructura fabricada en lámina de acero inoxidable ref. 304 C.20.
- Tapa superior aislante en acrílico.
- Con cuatro cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en acrílico.
- Manijas en acero inoxidable para la apertura de los cajones.
- Manija superior para transporte en acero inoxidable.
- Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada.
- Multitoma para conexión de equipos.
- Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.
- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
- Bandeja auxiliar abatible.
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- Cuatro ruedas de 4" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.80 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.90 m.
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.

COIMPORMÉDICA