

CARRO PARA TRANSPORTE EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-098-INOX



- Estructura fabricada en tubo redondo de acero inoxidable Ref.304
- Tres compartimientos para almacenamiento elaborados en lona.
- Cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Base del carro con bandeja para recolectar elaborada en acero inoxidable Ref.304
- Dimensiones: Largo 1.00 m, Ancho 0.65 m, Altura 1.10 m.
- Terminado en acero inoxidable Ref. 304

COIMPORMÉDICA