

MESA DE NOCHE DE LUJO

CÓDIGO. M-144



- Estructura fabricada en lámina de acero cold rolled C.22.
- Bandeja superior en melamínico de 15mm, bocelada en caucho para mayor protección.
- Con gaveta para almacenamiento.
- Alacena con cierre seguro de rodillo.
- Con cuatro niveladores de 3/8".
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.75 m.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

COIMPORMÉDICA