

## MESA GINECOLÓGICA TUBULAR PORTÁTIL, PARA EXAMEN GENERAL

CÓDIGO. M-150



- Construido en tubo cuadrado C.18 cold rolled.
- Dividido en tres secciones.
- Portátil para fácil traslado.
- Cabecero y piecero de accionamiento mecánico.
- Tapizado en tablex de alta resistencia.
- Cordobán lavable y espuma de 5cm.
- Accesorios cromados: Taconeras cromadas.
- 4 tapones plásticos de 1 1/4".
- 4 ruedas para facilitar el traslado.
- Perillas para graduar la posición de los accesorios.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.