

Martillo para reflejos buck 3 servicios



COLORES

-  GMD401-BM-T11
-  GMD401-BM-T2
-  GMD401-BM-T20
-  GMD401-BM-T8

Martillo para reflejos buck 3 servicios
 Marca: Hospital
 Referencia: 1-350
 Unidad de venta: unidad
 Uso: utilizado para la evaluación de los reflejos y sensibilidad.
 Características:
 - Longitud 18,8 cm
 - Cromado
 - Mango ergonómico
 - Cabeza removible
 - Esterilizable con sistema eo (oxido de etileno)

SKU	D01ID05213 - D01ID05214 - D01ID05217 - D01ID05215 - D01ID05216
Dimensiones caja master	55,5 cm x 34 cm x 17 cm
Cantidad por caja master	100
Peso neto caja master	10 kg
Peso bruto caja master	11 kg
Dimensión caja primaria	26 cm x 17 cm x 15,5 cm
Peso neto unidad	0,1 kg
Ancho del producto	1,5 cm
Alto del producto	18,5 cm
Material	Mango aleación de zinc - cabeza PVC
Registro Sanitario	2016DM-0015021 - 2019DM-0019852