

SILLA SANITARIO PLEGABLE ANONIZADO CON RUEDAS



- Sus ruedas permiten desplazamientos cortos del usuario.
- Su estructura en aluminio es liviana y resistente al agua.
- Su diseño plegable es práctico para almacenar y transportar.

Sus accesorios son removibles y fáciles de lavar.

- Cuenta con apoyabrazos fijos.
- Permite ajustarse a la altura del usuario.
- Proporciona independencia al paciente.

Especificaciones:

- Tipo de Apoyo Ruedas
- Tamaño del Apoyo 4"»cm
- Registro Sanitario 2017DM-0017305 – 2019DM-0020532 – 2018DM-0018624
- Referencia KB225CR-AL19
- Profundidad del Asiento 39,05 cm
- Material Aluminio Anodizado
- Material del Apoyo Maciza
- Largo del Producto 43 cm
- Estructura Plegable
- Capacidad de Peso 90 kg
- Calibre del Tubo 1 mm
- Ancho del Producto 55 cm
- Ancho del Asiento 44 cm
- Altura del Asiento al Piso Mín 42,5 cm – Máx 57,7 cm
- Altura del Apoyabrazos 20 cm