



## CAMILLA GINECÓLOGA AMERICANA

CM - 151



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.20.

Tendido de 3 planos con cabecero de accionamiento neumático y piecero de cajón que se desliza para completar el tendido.

Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm.

6 cajones, tres frontales y 3 laterales para almacenamiento.

Accesorios: Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304. Perneras fundidas en aluminio con soporte en varilla cromada, muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado, todo con perilla para asegurar la posición.

4 niveladores antideslizantes de 3/8".

Dimensiones: Largo 1.30 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.80 m.

Terminado en pintura electrostática.