



## CAMA CUNA ELÉCTRICA TOP ACRÍLICO FULL

CM 042 TOP



Fabricada en tubo redondo 1" 1/4 C.18 acero cold rolled.

Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5 mm.

Tendido troquelado, dividido en 3 secciones elaboradas en lámina C. 22 con esqueleto en tubo rectangular de 2"x1 C.16, todo en acero cold rolled.

Posiciones: Horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, auto-contorno, cambio de altura, trendelemburg y trendelemburg inverso; los movimientos se accionan por medio de control de mando eléctrico.

Sistema eléctrico de 4 motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libre de mantenimiento, con módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

2 barandas laterales de sistemas telescópico en acrílico transparente de 5 mm.

Atril de 2 ganchos de sostenimiento en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.

2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Dimensiones internas: Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura Min. 0.50 m - Máx. 0.80 m.

4 ruedas de 5" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Capacidad de carga: 150kg - 200kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo.