



CAMILLA GINECOLÓGICA DE GABINETE

FULL CM-157



- Gabinete construido en lámina de acero cold rolled C.20.
- Dividido en tres secciones.
- Cabecero y piecero de accionamiento mecánico.
- Tapizado en tablex de alta resistencia.
- Cordobán lavable y espuma de 5cm.
- Con cajón para almacenamiento.
- Alacena en la parte inferior.
- Accesorios cromados:
- Pierneras fundidas en aluminio, graduables y soporte en varilla cromada.
- Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable Ref. 304.
- Muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre, y soporte cromado.
- Con alacena inferior de una puerta.
- 4 niveladores antideslizantes de 3/8".
- Perillas para graduar la posición de los accesorios.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.