

CAMA CUNA FIJA

CÓDIGO. M-028



- Tendido en lámina cold rolled C. 22
- Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- Cabecero y piecero en barrotes de tubo redondo 5/8" C.18 en cold rolled.
- Barandas laterales telescópicas en tubo cuadrado 3/4" C.18 y varilla redonda de 1/4.
- Tendido en tubo rectangular de 2"x1 C.16 en cold rolled.
- Atril porta suero cromado.
- Dimensiones: Largo 1.50 m, Ancho 0.70m, Altura del tendido 0.55 m.
- Con cuatro tapón externo de 1" 1/4.
- Capacidad de carga: 150 kg – 200 kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.