

# OXLIFE INDEPENDENCE<sup>®</sup>

COIMPORMÉDICA

Solución 24/7. De confianza. Durable.



  
Concepts<sup>®</sup>

# OXLIFE INDEPENDENCE<sup>®</sup>

Solución 24/7. De confianza. Durable.



## SOLUCIÓN COMPLETA

- Solución 24/7 - Sin necesidad de papelería
- Dos códigos de configuración de facturación (E1390 y E1392) en un dispositivo
- Garantía de cinco años
- Configuración rápida en un hospital, clínica o hogar



## CARACTERÍSTICAS SUPERIORES DEL PRODUCTO

- Flujo continuo a configuraciones de 3LPM y Doce pulsos
- Energy Smart Technology<sup>®</sup> = Longest Battery Life in Class
- Energy Smart Technology<sup>®</sup> = mayor duración de la batería en su clase
- Fácil cambio de batería cuando la unidad está en funcionamiento

*"Ahora estoy viviendo mi vida. El Oxlife Independencia<sup>®</sup> me ha devuelto mi libertad. Ahora puedo ir a cualquier parte".*

- John P., Patient

*"Gracias a O2 Concepts<sup>®</sup> Para el cuidado y contratar empleados que reflejen su orientación de servicio. Usted está llenar la necesidad de proporcionar a las personas comprometido respirando la asistencia para llevar vidas independientes".*

- Susan S., Care Provider



## MEJOR

### RESULTADOS DE LOS PACIENTES

- Solución única 24/7: flujo continuo y dosis de pulso grandes para garantizar la saturación correcta - no hay necesidad de concentrador estacionario
- Fácil configuración en el hospital o clínica proporciona conveniente y eficiente alta para pacientes y proveedores: elimina la entrega a domicilio
- Solución proactiva para reducir las instancias de readmisión a la EPOC (un día en el hospital es más costoso que un año de oxigenoterapia)



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO<sup>1</sup>

Dimensiones	Altura: 20.2" • Ancho: 10.9" • Profundidad: 9.45"
Peso <sup>2</sup>	Dispositivo: 16.7 lbs • Batería: 1.35 lbs / cada una
Tasa de flujo de oxígeno	Pulso: 0.5 - 6.0 en incrementos de 0.5 (8 - 96ML) Continuo: 0.5 - 3 LPM en incrementos de 0.5
Duración de la batería <sup>3</sup>	5,75 horas a 2 impulsos a incrementos de 20 bpm 2.5 horas a 2 LPM continuas
Tiempo de recarga de <sup>4</sup> la batería	2.5 horas
Concentración de Oxígeno	87% - 95% a nivel del mar en todos los entornos
Salida de Oxígeno Presión	5 +/- 1 psig (34 +/- 7 kPa)
Alimentación de CA	Entrada universal: 100 - 240 VCA 50 - 60 Hz • 2.0 A como máximo
Energía DC	12 - 15 VDC • 15 amperios
Temperatura de funcionamiento	50 ° F (10 ° C) a 104 ° F (40 ° C)
Altitud en funcionamiento Distancia	0 - 13,123 pies (0 - 4,000 metros)
Transporte / Almacenamiento Humedad	0 - 95% sin condensación
Garantía	5 años en la unidad • 1 año en accesorios

(1) O2 Concepts® se reserva el derecho de revisar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

(2) El peso de producción no incluye el kit de carrito

(3) La duración de la batería presentada es para el sistema de batería extendida

(4) El tiempo de recarga de la batería aumenta si la unidad está funcionando mientras se está cargando

## CONFIGURACIÓN DE FLUJO DE PULSO

SETTING	DOSAGE (ML)
0.5	8
1.0	16
1.5	24
2.0	32
2.5	40
3.0	48
3.5	56
4.0	64
4.5	72
5.0	80
5.5	88
6.0	96



6303 Waterford Blvd., Suite 150  
Oklahoma City, OK 73118  
877.867.4008 / O2-concepts.com



Carrera 13 #46 52 Chapinero  
Bogota Colombia  
Tel: 313 2479162 - 318 3042194  
www.coimpormedica.com



© 2017 O2 Concepts, LLC; todos los derechos reservados; O2 Concepts®, Oxylife Independence® y Energy Smart Technology®, incluidos ciertos logotipos relacionados, son marcas registradas de O2 Concepts, LLC y no puede reproducirse sin el consentimiento expreso por escrito.

900-1006 Rev: CE-C