



## SENSOR DE SPO2 PHILIPS M1191B



### Referencias Originales:

Fabricante	# de Parte OEM
AMC	PR-A900-1006V
Envitec	R-2414-15 (5 ft (1.5 m)), R-2414-15plus (5 ft (1.5 m) Autoclavable)
Maxtec	R-2414-15
Pacific Medical	NSPH100
Philips	M1191A (2 m), M1191B (2 m), 989803144371, M4531A, 989803109321
Sage	P01S-11M
Tenacore	TCPS-1206-0212, TP1503SP

## Compatibilidad:

Fabricante	Modelo
Goldway	G40
Philips	C1, C3, FM30, FM40, FM50, HP Viridia 24C, HeartStart MRx, M2705A, M3, M3001A, M3001A A01, M3001A A01C06, M3001A A01C12, M3001A A01C18, M4, MP 20, MP 30, MP 40, MP 50, MP 60, MP 70, MP 80, MP 90, Philips Heartstart defibrillator and IntelliVue, SureSigns VS2, SureSigns VS3, VM4, VM6, VM8, Viridia 24C
Solaris	NT2A, NT2C

## Especificaciones Técnicas:

Categoría	SpO2
Certificaciones	FDA, CE, ISO 80601-2-61:2011, ISO10993-1, 5, 10:2003E, TUV, RoHS Compliant
Color del Cable	Azul
Conector Distal	Philips 8-pin D-Shaped Male Connector
Conector Proximal	Adult Soft
Diametro del Cable	4 mm
Garantía	12 Meses
Latex-free	Si
Longitud Total de Cable	3.5 ft
Material del Cable	TPU Jacket
Estéril	No
Tamaño del Paciente	Adulto (>40Kg)
Tecnología	OxiSmart
Tipo de Embalaje	Bolsa
Translation missing: es.products.metafields.conector_distal	Philips 8-pin D-Shaped Macho Conector
Unidad de Embalaje	1
Peso	0.2lb