



SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA

M50



Fabricada en acero y con estructura plegable, esta silla de ruedas es ideal para usuarios que buscan mayor facilidad y comodidad en sus desplazamientos. Cuenta con un moderno diseño y un sistema de propulsión eléctrico para uso diario. Se recomienda para uso en interiores.



Fácil operación
mediante Joystick



Autonomía máxima
de hasta 20 km



Batería
recargable



Estructura en
acero



Estructura plegable
para fácil transporte



Capacidad de peso
hasta 90 Kg



Reposapiés abatibles
y removibles



Ruedas Antivuelco



Servicio al
cliente



1 AÑO
DE GARANTÍA

SKU	H01SP011076
Dimensiones caja master	84 cm x 44 cm x 81 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	84 cm x 44 cm x 81 cm
Peso neto caja master	56,6 kg
Peso bruto caja master	63,3 kg
Ruedas delanteras	8'' Maciza
Llantas traseras	12'' llanta trasera poliuretano y rin estrella metálico.
Reposapiés	Abatibles y removibles - Plataforma tibiotársica
Profundidad del asiento	46 cm
Estructura	Acero pintado en color negro.
Estilo del respaldo	Abatible
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Abatibles con soporte para batería
Ancho total de la silla	63 cm
Ancho del asiento	46 cm
Altura del respaldo	46 cm
Altura del asiento al piso	49 cm
Registro Sanitario	2016DM-0015116
Autonomía Máxima	20 km
Velocidad	1-6 km/h