



CENTRIFUGA ANÁLOGA

80 - 2



- ▶ Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm
- ▶ 12 Porta tubos plásticos de 20 ml
- ▶ Capacidad para 12 tubos
- ▶ Rango de tiempo: 0 - 60min.
- ▶ RCF: 1795xg
- ▶ Fuente de alimentación: AC110V 50/60Hz
- ▶ Tapa en acrílico que minimiza el ruido de centrifugado.

COD. 3400012