

CUNA EN ACRÍLICO

CÓDIGO. M-101



- Estructura fabricada en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Tina en acrílico transparente de 5mm.
- Acrílico de Largo: 0.70 m x Ancho: 0.40 m.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Cuatro ruedas de 2" Plásticas.
- Dimensiones: Largo 0.75 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.