



CONCENTRADOR DE OXÍGENO ESTACIONARIO

KSW-5 Jiangsu Konsung



FICHA TÉCNICA

Producto: Concentrador de oxígeno

Marca/fabricante: Jiangsu Konsung

Referencia: KSW-5

Registro INVIMA: 2017DM-0015866

Dispositivo médico: no invasivo

Garantía: 18 meses por defecto de fabricación

Características: Equipo de oxígeno para uso en casa, para uso adulto y pediátrico. El concentrador de oxígeno está destinado

a proveer suplemento de oxígeno a pacientes que requieren oxigenoterapia. No está destinado a ser soporte vital o al mantenimiento de la vida. Es para uso en el hogar o un entorno institucional/hospitalario.



Flujo continuo.

Flujo temporizado.

Pantalla LED clara definición.

Fijación de tiempo

Recomendaciones: se recomienda realizar el mantenimiento preventivo después de tener un año de uso y comprobar la concentración de oxígeno cada 6 meses.

Advertencias

Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.

Las personas sin capacitación ni autorización del fabricante no pueden abrir el gabinete.

No utilice el concentrador sin los filtros instalados o mientras los filtros estén húmedos. Estas acciones podrían dañar permanentemente el concentrador.

Especificaciones técnicas

Modo de funcionamiento	Continuo
Presión de salida de oxígeno	30 kPa a 80 kPa
Fusible	F5AL250V
Fuente de alimentación	220-240 V CA, 50 Hz
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 5 °C a 40 °C
	Humedad relativa: ≤75 % (sin condensación)
	Presión barométrica: 86 kPa - 106 kPa
Entorno de almacenamiento y transporte	Temperatura: -40 °C a +55 °C
	Humedad relativa: ≤93 % (sin condensación)
	Presión barométrica: 50 kPa - 106 kPa

Flujo nominal	Concentración de O2 (V/V)	Ruido	Dimensión (largo x ancho x alto) ±	Consumo de energía	Peso
5 l/min.	93 % ± 3 %	≤54 dBA	410 × 265 × 530 mm	≤450 VA	20 ± 3kg