

CAMA CUNA DE LEVANTE ELÉCTRICA, CON CAMBIO DE ALTURA, Y TRENDELEMBURG BARANDAS, C Y P EN ACRÍLICO

CÓDIGO. M-042 FULL



- Tendido en lámina cold rolled C.22.
- Dividido en cuatro secciones una fija y tres movibles, accionados por control de mando eléctrico.
- Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- Cabecero y piecero en acrílico transparente de 7 mm.
- Barandas laterales telescópicas en acrílico transparente de 7 mm.
- Atril porta suero cromado.
- Cuatro motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.
- Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura, trendelemburg
- Dimensiones aprox. 1.50 m largo, 0.70 m ancho.
- Altura min: 0.45 m máx. 0.65 m.
- Cuatro ruedas de 5" plástica antibacterial
- Sistema de bloqueo centralizado por medio de accionamiento de pedal
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.