

MUEBLE PARA PATOS

CÓDIGO. M-176

Linea **ACERO**
INOXIDABLE



- Estructura fabricada en lámina de acero inoxidable C.20 ref.304.
- Tubo redondo de 1" 1/4 en acero inoxidable C.20 ref.304.
- Dos secciones, cada una para almacenamiento y secado de 10 patos.
- Sección superior para almacenamiento y secado de pato pisingo.
- Sección inferior para almacenamiento y secado de pato coprológico.
- Dimensiones: Largo 1.20 m, Ancho 0.40 m, Altura 0.70 m.
- Terminado en acero inoxidable ref.304.

COIMPORMÉDICA