



## MESA GINECOLÓGICA TUBULAR PARA EXAMEN GENERAL CON CUBETA, PIERNERAS Y MUÑEQUERAS

CM - 149



- Construido en tubo redondo de 1 1/4" C.18 cold rolled.
- Dividido en tres secciones.
- Cabecero y piecero de accionamiento mecánico.
- Tapizado en tablex de alta resistencia.
- Cordobán lavable y espuma de 5cm.
- Accesorios cromados.
- Pierneras fundidas en aluminio, graduables y soporte en varilla cromada.
- Cubeta para recolección de fluidos en acero inoxidable
- Muñequeras con mango en caucho para un mejor agarre y soporte cromado.
- 4 tapones plásticos de 1 1/4".
- Perillas para graduar la posición de los accesorios.
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en pintura electrostática.