



TERMÓMETRO DE INFRARROJOS

B.Well WF-1000

DESCRIPCIÓN:

El termómetro de infrarrojos B.Well WF-1000 mide la temperatura de forma instantánea.

Un asistente de confianza para toda la familia que ofrece importantes ventajas.

Precisión: obtenga resultados correctos sobre la temperatura de sus seres queridos.

Rapidez: tome la temperatura con un solo toque.

Versatilidad: sirve para medir la temperatura del aire de una habitación y del agua del baño.

El termómetro de infrarrojos es práctico para los padres y cómodo para los niños. No todos los niños aceptan que se les tome la temperatura durante varios minutos. El termómetro médico B.Well permite medir la temperatura de forma rápida, sencilla y en cualquier situación, incluso mientras el bebé duerme.

CARACTERÍSTICAS:

Oído y frente: El diseño del termómetro permite medir la temperatura tanto en el conducto auditivo externo como en la frente. Con la acción de poner/quitar la tapa se selecciona el modo de medición.

Medición en 1 segundo: Medición instantánea de la temperatura con un solo toque.

Versátil: Miden la temperatura de objetos, del aire y de líquidos.

Intervalo de medición de 10-50 °C: Amplio intervalo de medición de 10 a 50 °C para determinar la temperatura corporal, del aire o de líquidos.

Fácil de usar: Los iconos que se muestran en la pantalla hacen que la medición sea clara y sencilla.



Fabricado con materiales seguros: El termómetro está fabricado con un tipo de plástico seguro y no contiene mercurio ni vidrio.

Sensor sumergible: El sensor sumergible es fiable y fácil de limpiar.

Muestra el resultado de la última medición.

Señales acústicas: Acompañan el proceso de medición y ayudan a utilizar el termómetro correctamente.

Controles intuitivos: Basta con pulsar un botón para realizar una medición o encender el dispositivo.

Para uso doméstico y profesional

Fácil limpieza y desinfección: El sensor sumergible se puede limpiar fácilmente con un desinfectante.

CONTENIDO:

- Termómetro
- Pila
- Estuche
- Manual de instrucciones