



## ATRIL PARA BOMBA DE INFUSIÓN PINTADO

CM - 009



- Base en tubería redonda de 1" C.18 en cold rolled.
- Platina de 1/4" en cold rolled.
- Tubo redondo de 7/8" C.18 telescópico en acero inoxidable cal.304.
- Soporte de cuatro ganchos en varilla de 5/16" acero inoxidable cal.304.
- Soporte bandeja para la bomba en lámina C.18 de acero inoxidable cal.304.
- Dimensiones graduable de 1.85m a 2.05m.
- Cinco ruedas de 2" Plásticas.
- Terminado en pintura electrostática.
- Capacidad máxima de 40 KG