



BÁSCULA DE DIAGNOSTICO BEURER BF - 850 - NEGRA



DESCRIPCIÓN

Con la báscula diagnóstica tendrá siempre controlados todos sus valores. Peso, grasa y agua corporal, masa muscular, masa ósea e indicación de calorías o IMC: la báscula muestra con claridad los valores y transmite los datos por Bluetooth® a la app "beurer Health-Manager".

CARACTERÍSTICAS

- Transmisión automática de datos dentro del alcance de Bluetooth® después de abrir la app
- Superficie de pesaje extragrande con marco
- Peso, grasa corporal, agua corporal, masa muscular, masa ósea; indicación de calorías AMR/BMR
- Con cálculo del IMC
- 8 usuarios con identificación automática de usuario
- Pantalla LCD con indicación de 2 líneas; retroiluminación azul con visualización de las iniciales del usuario
- Manejo moderno con botones de sensor
- Electrodo de acero inoxidable cepillado
- 5 grados de actividad
- Posiciones de memoria de usuarios: 8
- Posiciones de memoria de valores medidos: 30
- Mecanismo de encendido: Quick Start
- Mecanismo de desconexión automática, aviso de sobrecarga
- Capacidad de carga: 180 kg
- Incluye gratis app "beurer HealthManager Pro" o "beurer HealthManager": valores de medición y datos corporales siempre a la vista

ESPECIFICACIONES

Denominación del producto Báscula diagnóstica
Connect Sí
5 grados de actividad Sí
Pilas 4 pilas de 1,5 V AAA
Pantalla con retroiluminación Sí

- Posiciones de memoria de usuarios 8
- Cálculo del IMC Sí
- Mecanismo de encendido Quick-Start
- Electrodo De acero inoxidable cepillado
- Tamaño de la superficie de pesaje en cm 32 x 32
- Calorías_AMR Sí
- Calorías_BMR Sí
- Masa ósea Sí
- Compatible a partir de iOS 10.0 y Android™ 5.0, a partir de Bluetooth® 4.0
- Indicación de grasa corporal Sí
- Indicación de agua corporal Sí
- Posiciones de memoria de valores de medición 30
- Indicación de la masa muscular Sí
- Dimensiones del producto en cm 32,5 x 32,5 x 2,4
- Capacidad de carga/precisión 180 kg / 100 g
- Indicador de tendencias En app
- Superficie de vidrio de seguridad Sí
- Transmisión con Bluetooth®
- Cambio kg/lb/st
- Tamaño de los números en mm 22
- CE Sí

La medida justa

¡Mucho más que un número! Conocerás cómo está compuesto tu cuerpo en su porcentaje de grasa corporal. Al contar con este dato, planificar tu alimentación se convertirá en una actividad sencilla y llevarás un mejor monitoreo. Ser saludable será una cuestión más simple en tu rutina.

Eficiente y práctica

Gracias a su apagado automático, evitarás preocuparte por dejarla prendida ya que ante la falta de movimiento se apagará y reservará su energía para el próximo control.