



## CENTRIFUGA DIGITAL

80 - 1C



- ▶ Rango de velocidad de ajuste: 0-4000 Rpm.
- ▶ 6 Porta tubos plásticos de 20 ml.
- ▶ Capacidad para 6 tubos.
- ▶ Rango de tiempo: 0 - 60 min.
- ▶ RCF: 1430 xg. ▶ Fuerza de motor: 50W.
- ▶ Fuente de alimentación: AC110V 60Hz.
- ▶ Tapa que minimiza el ruido de centrifugado.

COD. 3400017