



CENTRIFUGA DIGITAL

80 - 3D



- ▶ Rango de velocidad de ajuste: 1000-4000 Rpm.
- ▶ 6 Porta tubos plásticos de 15 ml.
- ▶ Capacidad para 6 tubos.
- ▶ Rango de tiempo: 1 - 60min.
- ▶ Max. RCF: 1790g. ▶ Potencia: 80W.
- ▶ Fuente de alimentación: AC120/220V 60/50Hz.
- ▶ Tapa de caucho que minimiza el ruido de centrifugado.

COD. 3400020