

CONCENTRADOR DE OXIGENO LONGFIAN

JAY - 10 / ALTO FLUJO

Es un dispositivo que proporciona oxigenoterapia a los pacientes en concentraciones sustancialmente mas altas que las del aire ambiental y mantiene estable el oxígeno de la sangre.

Uso: Sirve para suministrar oxigenoterapias de bajo flujo a los pacientes con insuficiencia respiratoria.

Marca: LONGFIAN

Características

Alarma: Falla de energía, baja y alta presión

Características: Equipo de oxígeno para uso en casa

Categoría: Eléctrica: Clase II, tipo B

Concentración: Oxígeno: 93%±3%

Consumo De Energía: ≤550W

Dimensiones: 36.5 x 37.5 x 60cm

Dispositivo: Médico

Energía: AC110V±10%, 50/60Hz

Tipo De Dispositivo: No invasivo

Flujo: Oxígeno: 0-10L/min

Nivel Sonoro: ≤50Peso :28kg

Presentación: Unidad

Presión: Salida: 0.04 – 0.07

Referencia De Marca: Longfian

Referencia Del Producto: JAY-10

Unidad De Venta: Unidad

Uso Especial: En adulto y pediátrico

Pantalla: LCD; Programación tiempo, presión de operación, tiempo de operación actual, tiempo acumulado, tiempo preestablecido

