



## CONCENTRADOR DE OXÍGENO PORTATÍL

### INOGEN ONE G5



FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
CORRIENTE ALTERNA



MALETA DE TRANSPORTE



BOLSA DE TRANSPORTE



INOGEN ONE G5



CABLE DE CORRIENTE  
CONTINUA



CANULA NASAL  
DE 2 MT

### CARACTERÍSTICAS

- Compacto y ligero.
- Configuración de flujo de 1-6.
- Entrega inteligente de oxígeno de pulso.
- Diseñado para uso 24/7.
- Pantalla LCD fácil de leer
- Conexión a aplicación Inogen

### PARÁMETROS TÉCNICOS DEL CONCENTRADOR

Ajustes de oxígeno:	6
Flujo de pulso:	Sí
Flujo continuo:	No
Batería:	Li-Ion 16 celdas
Durac. batería sencilla:	Hasta 7 horas
Durac. batería doble:	Hasta 13 horas
Nivel de sonido:	38 dB
Pantalla:	LCD
Dimensiones:	18 x 8 x 23 cm
Peso:	2.6 Kg
Alimentación de CA:	100-240 V, 50-60 Hz
Garantía:	2 años



## Oxígeno. En cualquier momento. En cualquier sitio

***Una vez más, la innovación de Inogen establece un nuevo estándar en el suministro de oxígeno.***

- El Inogen One G5 ofrece la mayor cantidad de oxígeno por libra para un concentrador de oxígeno portátil en el mercado hoy en día.

Los diagnósticos avanzados eliminan las conjeturas de la asistencia al paciente, ya que el Inogen One G5 está habilitado para bluetooth y es compatible con Inogen Connect, la aplicación móvil gratuita. Se puede cargar en casa o mientras viaja, lo que brinda a los pacientes la libertad de oxígeno.