



## KIT DE ÓRGANOS Y SENTIDOS CON FIBRA ÓPTICA

GMDKOS - 2TF - 100



Kit de órganos y sentidos con fibra óptica GMD, conformado por otoscopio y oftalmoscopio. Cuenta con iluminación en fibra óptica en el cabezal del otoscopio e iluminación directa en el cabezal del oftalmoscopio y bombillo LED.

### BENEFICIOS

#### El Otoscopio:

Es un instrumento de examinación de la membrana del tímpano, el canal externo del oído y para el diagnóstico de patologías internas o medias.

#### El Oftalmoscopio:

Es un instrumento de diagnóstico que permite examinar la retina o el fondo de ojo.



Garantía por defecto de fabricación

Práctica Estuche de Transporte



Uso Profesional



Gran Ventana de Visualización



Iluminación de Fibra Óptica



Ventana de Visualización con 3 Aumentos



Ó Espéculos de Uso



Oftalmoscopio con Gama de lente  $\pm 20$  D



Oftalmoscopio de 5 Aberturas



Bombillo LED que dura 50.000 horas



2 Baterías AA



Clasificación de Riesgo

Clase IIA (riesgo moderado)

Registro Sanitario

INVIMA 2015DM-0014.069