

## LÁMPARA CUELLO DE CISNE PLUS CÓDIGO. CM-130



COIMPORMÉDICA  
Comercializadora e Importadora de Equipos Médicos

- Fabricada en tubo de acero cold rolled con coca superior en acero inoxidable y base en platina con ruedas para generar una total estabilidad.
- No Incluye luz LED.
- Sistema flexible de fácil movilidad que ayuda a la eficiencia del examen.
- Conexión a corriente de 110v.
- Dimensiones: Largo 0.40 m, Ancho 0.40 m, Altura graduable de 1.50 m a 2.00 m.
- Terminado en acero inoxidable

Lámpara cuello cisne