

## ATRIL PARA BOMBA DE INFUSIÓN EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-011



- Tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable
- Base en tubería rectangular 2 X 1 C.18 acero inoxidable
- Platina de 3/16 acero inoxidable
- Gancho de atril con 4 soportes
- Tubo redondo 3/4 C.18 en acero inoxidable
- Varilla redonda 1/4 en acero inoxidable
- 5 ruedas de 2" en caucho antibacterial
- 1 perilla plástica de 1/4
- Bandeja para bomba de infusión en acero inoxidable
- Cambio de altura gancho de atril de 1,85 a 2,05 m
- Acero inoxidable