

ATRIL DE PARED EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-013



- Tubo redondo de 1 1/4" C.18 en acero inoxidable
- Base en tubería redonda de 1" C.18 en acero inoxidable
- Platina de 3/16 acero inoxidable
- Gancho de atril con 2 soportes
- Tubo redondo 3/4 C.18 en acero inoxidable
- Varilla redonda 1/4 en acero inoxidable
- 1 Perilla plástica de 1/4
- Cambio de altura gancho de atril 0,20 m
- Altura: 0.80 m, Ancho: 0.18 m.
- Acero inoxidable

COIMPORMÉDICA