

CAMA CUNA DE LEVANTE MECÁNICA, CON CAMBIO DE ALTURA, BARANDAS, C Y P EN ACRÍLICO

CÓDIGO. M-036



- Tendido en lámina cold rolled C.22.
- Dividido en tres secciones, accionadas por manivela.
- Con cambio de altura accionados por manivela.
- Tubo redondo 1" 1/4 C.18 en cold rolled.
- Cabecero y piecero en acrílico transparente de 5mm.
- Barandas laterales telescópicas en acrílico transparente de 5mm.
- Atril porta suero cromado.
- Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, cambio de altura
- Dimensiones aprox: Largo 1.50 m, Ancho 0.70 m.
- Altura min. 0.45 m máx. 0.65 m.
- Con cuatro ruedas de 3" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

COIMPORMÉDICA