

## CARRO PARA MEDICAMENTOS EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-093



- Estructura fabricada en lámina de acero inoxidable C.22 ref. 304.
- Tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.
- Protector en acero inoxidable ref.304 C.20.
- Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.
- Siete cajones para almacenamiento.
- Seis cajones con divisiones en acrílico para almacenamiento.
- 72 divisiones en acrílico.
- Manija superior para transporte en acero inoxidable ref.304.
- Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.
- Cuatro ruedas de 4" doble carril antibacterial, dos con freno.
- Dimensiones: Largo 0.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 1.10 m.
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.