

DIVÁN PARA EXAMEN TRES SECCIONES

CÓDIGO. M-108



- Estructura fabricada en ángulo de 1" 1/4 * 1/8 cold rolled.
- Estructura fabricada en tubo redondo de 1" cold rolled C.18.
- Dividido en tres secciones, cabecero y piecero accionado manualmente.
- Tapizado en tablex de alta resistencia.
- Cordobán lavable y espuma de 5cm.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Cuatro tapones plásticos de 1" externos
- Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m.
- Capacidad de carga: 150kg - 200kg.
- Terminado en pintura electrostática.