

MESA AUXILIAR CON CAJÓN EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-137-INOX



- Estructura fabricada en tubo redondo de 1" C.18 en acero inoxidable.
- Bandeja inferior en lámina de acero inoxidable ref.304
- Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304
- Con un cajón para almacenamiento de insumos
- Con cuatro ruedas de 2" en caucho antibacterial, 2 con freno.
- Con dos aros para porta platón y porta cubeta
- Dimensiones: Largo 0.55 m, Ancho 0.45 m, Altura 0.80 m.
- Terminado en acero pintura electrostática en polvo.