

MESA DE MAYO EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO. M-141



- Estructura fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18 de acero inoxidable ref.304.
- Tubo telescópico cuadrado de 3/4" C.18 de cold rolled acero inoxidable ref.304.
- Bandeja superior en lámina de acero inoxidable ref.304.
- Perilla de 3/8 para graduación de altura.
- Con cuatro ruedas de 2".
- Dimensiones: Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m.
- Altura: min 0.90 m - máx. 1.30 m.
- Terminado en acero inoxidable ref. 304.