



## SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CON LLANTA MACIZA

CM - S23

KBE1462FF-M23-D



Para quienes necesitan ayuda para movilizarse por un rato y busquen facilidad en su transporte y almacenamiento.

SKU	7709557564456
Dimensiones caja master	79 cm x 21 cm x 78,5 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	79 cm x 21 cm x 78,5 cm
Peso neto caja master	14,60 kg
Peso bruto caja master	16,40 kg
Ruedas delanteras	7,48 x 0,93" Rin estrella macizo color negro
Llantas traseras	22,7" x 0,95" Maciza grabada color negro y rin radiado.
Reposapiés	Fijos, (desarmables para el transporte mediante pin).
Profundidad del asiento	45,5 cm.
Estructura	Acero Martillado.
Estilo del respaldo	Fijo.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Fijo.
Ancho total de la silla	64,5 cm
Ancho del asiento	50 cm
Altura del respaldo	43 cm
Altura del asiento al piso	48 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305