



TALLIMETRO EN ACRILICO ADULTO KRAMER

REF - 2104



Características:

Marca: Kramer

Ref: 2104

Unidad de venta: unidad

Uso: para la medición de la estatura o longitud de una persona.

Tamaño: adulto

Para fijar en la pared

Doble escala (cms y pulgadas)

Longitud: 2 metros

Construido en acrílico Opal y Cristal 100% (Plexiglass)

Se puede doblar en dos secciones lo que facilita su traslado o almacenamiento

Dimensiones: Alto 202 x cm Ancho 7,8 cm x Grosor 0,6 cm