



## TERMÓMETRO DIGITAL B WELL

### WT - 03 BASE



#### Descripción:

El termómetro digital B. Well WT-03 es un dispositivo sencillo y preciso, al alcance de cualquier familia. El termómetro digital WT-03 está fabricado con materiales seguros y no contiene mercurio ni vidrio. Es adecuado para niños y adultos, tiene una pantalla fácil de interpretar, memoria de la última lectura y un tiempo de medición de aproximadamente 1 minuto. Gracias a su diseño sumergible y la posibilidad de sustituir la pila, podrá usar el dispositivo WT-03 durante mucho tiempo.

#### Características:

- 60 Segundos: Medición rápida y precisa.
- Fabricado con materiales seguros. El termómetro está fabricado con un tipo de plástico seguro y no contiene mercurio ni vidrio.
- Muestra el resultado de la última medición.
- Sumergible: El termómetro es completamente sumergible. Unas piezas impermeables especiales impiden la entrada de agua al interior del dispositivo.
- Señales acústicas: Acompañan el proceso de medición y ayudan a utilizar el termómetro correctamente.
- Alarma de fiebre con señal acústica especial

#### Contenido:

- Termómetro.
- Pila.
- Estuche.
- Manual de instrucciones

#### ESPECIFICACIONES

	WT-03	WT-04	WT-06
Intervalo de medición	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C	32,0 °C - 42,9 °C
Resolución de la pantalla	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Precisión	Precisión ± 0,1 °C para el intervalo de medición 35,5 °C - 42,0 °C Precisión ± 0,2 °C para el intervalo de medición inferior a 35,5 °C y superior a 42,0 °C	Precisión ± 0,1 °C para el intervalo de medición 35,5 °C - 42,0 °C Precisión ± 0,2 °C para el intervalo de medición inferior a 35,5 °C y superior a 42,0 °C	Precisión ± 0,1 °C para el intervalo de medición 35,5 °C - 42,0 °C Precisión ± 0,2 °C para el intervalo de medición inferior a 35,5 °C y superior a 42,0 °C
Apagado automático	10 min ± 2 min	8 min 40 seg ± 2 min	10 min ± 2 min
Pilas	LR41 / SR41	LR41 / SR41	LR41 / SR41
Vida de las pilas	Mínimo 1 año	Mínimo 1 año	Mínimo 1 año
Tamaño de la unidad	128,1 x 18,5 x 10,5 mm	133 x 21 x 11 mm	148 x 22 x 20 mm
Peso (con pilas, sin estuche)	~ 10 g	~ 10 g	~ 14 g
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 10 °C~40 °C; humedad relativa: 30 %~85 %		
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -10 °C~60 °C; humedad relativa: 25 %~90 %		