



ATRIL PORTA SUEROS

BASE EN ABS CM - 006



- Fabricado en tubo redondo de 1" C.18 y tubo redondo 3/4 C.18, todo en acero inoxidable ref. 304.
- Doble gancho para sostenimiento de líquidos en varilla redonda 1/4 de acero inoxidable ref. 304.
- Con perilla plástica de 1/4 para ajustar altura de 1.10 m a 2.10 m según la necesidad.
- Base de 5 patas plásticas en ABS, con 5 ruedas de 2" para facilitar su desplazamiento.
- Terminado en plástico ABS y acero Inoxidable ref. 304.