




ATRIL PORTASUERO PINTADO Y CROMADO SIN RUEDAS CM - 002



- Base en tubería redonda de 7/8" C.18 en cold rolled pintado.
- Tubo redondo de 7/8" C.18 telescópico en cold rolled pintado.
- Tubo redondo de 5/8" C.18 en cold rolled cromado.
- Gancho de atril en varilla de 1/4" en cold rolled cromado.
- Con cuatro tapones plásticos de 7/8.
- Dimensiones: altura graduable de 1.10 m a 2.10 m.
- Terminado en cromo y pintura electrostática en polvo.