



BALANZA DIGITAL DE PISO PARA TELE MEDICINA

REF: 844 KL



MARCA: HEALTH O METER – USA

USO: BALANZA DE USO PROFESIONAL

CARACTERISTICAS

- CONECTIVIDAD EMR POR USB
- GRAN PANTALLA LCD DE 31.75 MM (1-1/4")
- PLATAFORMA DE PERFIL BAJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- CAPACIDAD: 200 KG / 440 LIBRAS
- RESOLUCION: 0.05 KG / 0.1 LIBRA
- PANTALLA: LCD DE 31.75 MM (1-1/4")
- FUENTE DE ALIMENTACION: 2 BATERIAS DE LITIO DE 3 VOLTIOS (INCLUIDAS) - CONECTIVIDAD: USB
- FUNCIONES: INTERRUPTOR DE LB/KG, CERO AUTOMATICO, RETENCION DE PESO POR 5 SEGUNDOS, APAGADO AUTOMATICO - PESO: 8.28 KG (18.25 LIBRAS)
- DIMENSIONES: TAMANO DE LA PLATAFORMA: 321 MM (ANCHO) X 321 MM (PROF.) X 48 MM (ALTO) / 12 5/8" (ANCHO) X 12 5/8" (PROF.) X 1 7/8" (ALTO)
- DIMENSIONES DE ENVIO: 365.13 MM X 381 MM X 222.25 MM (14.37" X 15" X 8.75") / 1.09

ACCESORIOS

- BATERIA DE LITIO
- MANUAL DE USUARIO