



BPAP HYPNUS SERIES BA - 725



Una máquina de presión positiva de dos niveles en las vías respiratorias que ofrece un algoritmo suave y sensible a la presión que puede funcionar como BiPAP fijo o Auto BiPAP y también puede funcionar como CPAP y Auto CPAP que responderá a las necesidades del usuario.

Modelo	BA 725
Modos	CPAP, APAP, AUTO BPAP-S
Presión	4-25 cm H ₂ O
Liberación de presión	SAVIA
Oxímetro de pulso Bluetooth	-
RAMPA	-
Ruido	≤29dB (medible en tiempo real)
Humidificador	Control de cinco niveles de temperatura y humedad.
Tubo de calentamiento	Temperatura ajustable de 16°C a 30°C
Pre calentamiento del humidificador	El humidificador se puede precalentar con 1 hora de antelación.
Inicio/Parada inteligente	Iniciar/detener la terapia automáticamente
Gestión de datos	La tarjeta SD almacena datos durante aproximadamente dos años Accedí a "iHypnusCare" para que los datos se almacenen permanentemente
Compensación de fugas de aire	Técnica de calibración dinámica de fuga adaptativa.
Registro de eventos respiratorios	AHI, AI, HI, FL, RONQUIDO, FUGA, CSA, CSR, PB