



BALANZA PESA BEBÉ ELECTRONICA NEONATAL

MS - 3500

Charder

**Infantómetro opcional*



Descripción del producto:

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

Referencia: MS3500

Capacidad de 20 Kgs, lectura en kilos o libras, división: menor a 10 kg. - 5 grs, mayor a 10 kg. - 10 grs, función tara a cero, HOLD y UNIT, bandeja removible fabricada en polietileno, fácil limpiar y realizar labores de asepsia, sin bandeja se puede usar como balanza de piso para niños escolares, funciona con baterías 9v o adaptador de corriente a 110 voltios, fácil de usar las funciones, diseño súper delgado (2 cms de grosor), para confort del bebe, display con números grandes y claros.

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Registro sanitario: 2013DM-0010300

Titular: Coimpormedica SAS

Vigencia: 03/09/2023

Vida útil: 5 Años

Clasificación: I

Importador: Coimpormedica SAS

Modalidad: Importar y Vender

Unidad de venta: Unidad

Unidad de empaque: Unidad

Fabricante: Charder Medical

Marca Comercial: Charder Medical

Origen: Taiwan

Indicaciones de uso: Ninguna

Sistemas calidad: Prueba de estabilidad y aspecto en la línea de producción

Condiciones de almacenamiento: Almacenamiento en lugar seco y lejos de olores fuertes

Accesorios: No aplica