

BATERÍA INOGEN ONE G3 EXTENDIDA - 16 CELDAS



El fabricante inogen, nos presenta esta batería Inogen one G3 de 16 celdas para el equipo One g3, con un voltaje de 1.5 voltios, la batería de 16 celdas producirá oxígeno suplementario hasta 8 horas. está certificada por la FAA, por lo cual será tu compañero imprescindible para viajes, aventuras y tu rutina

La duración de la batería depende de los litros por minuto a los cuales tengas el equipo

Uno de los aspectos más importantes de un concentrador de oxígeno portátil es la batería. ¡Después de todo, sin batería no

seremos muy móviles! Los concentradores de oxígeno Inogen One son muy eficientes a nivel energético, así que tienen mucha autonomía con una única batería. Sin embargo, puede que necesite una batería extra, por ejemplo, si planea utilizarlo en un largo vuelo de avión. En este caso, puede elegir entre la pequeña batería de 8 celdas (BA-300) o esta batería más grande de 16 celdas (BA-316). Hay que tener en cuenta que la batería de 8 celdas es más ligera, pero que también ofrece una menor autonomía. Esta batería de 16 celdas dura más tiempo, pero también es más pesada.

Tiempo de carga y funcionamiento:

Batería	Tiempo de recarga	Tiempo de funcionamiento	Peso
8 celdas (BA-300)	+/- 4 horas	Hasta 4,5 horas	0,6 kg.
16 celdas (BA-316)	+/- 8 horas	Hasta 9 horas	1.6 kg.