



CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA CON CAMBIO DE ALTURA 3 FUNCIONES CM - 055



Cama hospitalaria eléctrica de 4 planos con cambio de altura, 3 funciones CM-055 con movimientos: levante de espalda a 80°, levante de pies a 40° y cambio de altura con un rango de 45 cm a 70 cm

Tendido en lámina cold rolled C. 22.

Dividido en cuatro secciones, uno fijo y tres móviles, accionados por control de mando eléctrico.

Cabecero y piecero en plástico inyectado ABS, desmontables para fácil limpieza.

Guarniciones plásticas en las cuatro esquinas, para protección de la cama.

Estructura resistente en tubo rectangular de 2X1" C.16.

Dos barandas laterales en aluminio que se acciona tipo pistola.

Atril porta suero cromado.

Gancho soporte para bolsa de drenaje.

Tres motores de empuje máx. 6000N, silenciosos y libres de mantenimiento.

Módulos eléctricos protegidos de fluidos y derrames.

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas, pelvis, cambio de altura.

Dimensiones: Largo 2.00 m, Ancho 0.90m

Altura min: 0.45 m máx. 0.70 m.

Con cuatro ruedas de 5" doble carril antibacterial con freno.

Capacidad de carga: 200kg – 250kg.

Terminado en pintura electrostática en polvo