



## CARRO DE PARO CUATRO CAJONES

CM - 084



Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.

Tapa superior aislante en acrílico termo formado.

Manija en aluminio para facilitar transporte.

4 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre.

Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior.

Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos.

Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda de 1/4 con cuerpo en tubo redondo de 5/8 C.18, todo en acero inoxidable, con perilla ajustable para guardar altura.

Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción.

Bandeja auxiliar abatible.

Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro.

4 ruedas de 4" con freno para asegurar después del desplazamiento.

Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura 0.95 m.

Terminado en pintura electrostática.